

Maska na piersi z ekstraktem z kapusty

Specjalnie zaprojektowana, aby skutecznie obniżyć temperaturę piersi podczas karmienia. Chłodzenie nawet do $-8,5^{\circ}\text{C}$ – przynosi ulgę i komfort. Maska nie tylko chłodzi, ale też poprawia nawilżenie skóry piersi – utrzymując ją elastyczną i odżywioną. Składniki zawarte w masce jak ekstrakt z liści kapusty głowiastej i sól potasowa kwasu glicyryzynowego, pochodząca z ekstraktu z korzenia lukrecji działają łagodząco i przeciwzapalnie i są bogate w witaminy i minerały. W 100% naturalna i oficjalnie certyfikowana jako wegańska. Bezpieczna dla mam i przyjazna dla środowiska.

Sposób użycia:

- Włóż maskę do lodówki, żeby uzyskała odpowiednią temperaturę. (naklejka zmieni kolor na niebieski po ok 10-15 minut)
- Wyjmij maskę z opakowania i rozłóż.
- Przyłóż do piersi.
- Masuj przez 10–20 minut. (instrukcja masażu na opakowaniu)

Ostrzeżenia:

Jeśli podczas używania pojawi się wysypka, opuchlizna, podrażnienie albo inne reakcje skórne – natychmiast skonsultuj się z lekarzem. Nie stosuj na rany ani na uszkodzoną skórę.

Przechowywanie:

Trzymaj z dala od dzieci. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

W przypadku dostania się do oczu – natychmiast spłukać wodą.

Składniki:

Water (Woda), Butylene Glycol, Glycerin, Dipropylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydroxyacetophenone, Hexylene Glycol, Carbomer, Arginine, ekstrakt z liści kapusty głowiastej (Brassica Oleracea Capitata), Di sodium EDTA, Dipotassium Glycyrrhizate, Polyglyceryl-10 Laurate, Polyglyceryl-10 Myristate, Sodium Hyaluronate

Dystrybutor: SensiMed ul. Jaworowa 84,05-830 Nadarzyn

Podmiot odpowiedzialny w EU: YJN Europe s.r.o., Stefanikova 849, 010 01, Zilina, Slovakia, jameskim@yjn.or.kr