

# Krem chłodzący z ekstraktem z kapusty roll-on 100ml

**Moc ekstraktu z kapusty:** Krem wykorzystuje kojące właściwości ekstraktu z kapusty.

**Opatentowany aplikator kulkowy:** Specjalnie zaprojektowany dla piersi karmiących Mam aplikator nie ma ostrych krawędzi, jest wygodny do trzymania i delikatny dla zmęczonej i wrażliwej skóry.

**Chłodzenie w lodówce dla silniejszego efektu:** Schłodzony w lodówce krem działa jeszcze skuteczniej.

**Wskaźnik temperatury:** Indykator na tubce pomaga określić, kiedy krem jest wystarczająco schłodzony do efektywnego masażu.

**Ekologiczny i posiadający testy dermatologiczne:** 100% z naturalnych składników.

**Sposób użycia:**Wyjmij krem z lodówki, gdy osiągnie odpowiednią temperaturę do chłodzącego masażu (sprawdź niebieski znak chłodzenia).

- 1.Odkręć nakrętkę.
- 2.Sprawdź temperaturę na dłoni i delikatnie rozprowadź na obszarze, który chcesz masować.
- 3.Masuj delikatnie przez 10 minut.

**Ostrzeżenie:** W przypadku pojawienia się podrażnienia lub wysypki po użyciu produktu, należy przerwać stosowanie. Jeśli podrażnienie lub wysypka utrzymują się, skonsultuj się z lekarzem.Nie stosować na rany lub uszkodzoną skórę. Środki ostrożności dotyczące przechowywania i użytkowania:

a. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. b. Przechowywać w miejscu chroniącym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. c. Unikać kontaktu z oczami.

**Skład:**Water (Woda), 1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Glycerin, Dipropylene Glycol, Caprylyl Methicone, Ethylhexyl Olivat, Sodium Acrylates Copolymer, Isododecane, Cetearyl Olivat, Polyglyceryl-4 Oleate, Sorbitan Olivat, Brassica Oleracea Capitata (Cabbage) Leaf Extract<sup>1</sup> (Ekstrakt z liści kapusty), Dimethicone /Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Citric Acid, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA.

**Dystrybutor:** SensiMed ul. Jaworowa 84,05-830 Nadarzyn

**Podmiot odpowiedzialny w EU:** YJN Europe s.r.o., Stefanikova 849, 010 01, Zilina, Slovakia, jameskim@yjn.or.kr